



**Resolución No. 0004  
02 Enero de 2018**

**POR MEDIO DE LA CUAL, SE FIJA EL PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA EL AÑO 2018, EN LA E.S.E "HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" DE GUAMAL, MAGDALENA.**

1

**LA GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA,** en uso de sus facultades y atribuciones legales y,

**CONSIDERANDO**

- Que la elaboración de los Planes de Mantenimiento Hospitalario está fundamentado en los Decretos 1769 de 1994 y su aclaratorio, Decreto 1617 de 1995 y en la Circular Externa 029 de 1997 de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Que el Decreto 1769 de 1994 reza "**ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION.** El presente Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales".
- Que dentro del presupuesto general de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena para la vigencia 2018, se encuentran unos rubros destinados al mantenimiento hospitalario, rubros estos especificados en el Plan de Mantenimiento Hospitalario que hace parte integral de la presente.
- Que para garantizar la normal prestación de los servicios de salud se hace necesario el mantenimiento preventivo y correctivo de los distintos equipos biomédicos y de toda la infraestructura.
- Que es necesario realizar una correcta y equitativa distribución de los recursos asignados para el mantenimiento hospitalario en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, dotación, mantenimiento de la estructura física y contratación con otras entidades de los equipos y personal que la E.S.E. no esté en capacidad de aportar.
- Que el Plan de Mantenimiento anexo, se detallan los distintos equipos que van a ser objeto de mantenimiento según la periodicidad requerida por su naturaleza y frecuencia de uso y que dicho plan se ajusta a la normatividad establecida en la Circular 029 de 1997.



Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Contratar al personal externo a la Entidad que se requiera para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, industriales y de sistemas, relacionados en el plan de mantenimiento cuando el personal de planta no pueda cubrir dichos requerimientos. **PARAGRAFO:** Se debe hacer uso del personal de planta calificado para el mantenimiento preventivo que este dentro de sus capacidades.

**ARTICULO SEGUNDO:** Iniciar apertura y seguimiento a las hojas de vida de los equipos que se relacionan en el documento Plan de Mantenimiento Hospitalario 2018.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución tiene como anexo, El Plan de Mantenimiento Hospitalario 2018, para la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, al igual que el anexo 4 de la Circular 029 de 1997.

**ARTICULO CUARTO:** La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE:**

Dada en Guamal, Magdalena, a los 02 días del mes de Enero de 2018.

  
**MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS**  
Gerente E.S.E.



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

# PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2018



**MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS**

**GERENTE**

GUAMAL MAGDALENA



## INTRODUCCION

La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, en procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del ordenamiento legal dispuesto en la Circular Externa 029 de 1997 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio, Decreto 1617 de 1995, se propuso diseñar el siguiente Plan de Mantenimiento Hospitalario, con la firme intención de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos mencionada en el Decreto 2174 de 1996, en su artículo tercero.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario "la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo" (Artículo 7, Decreto 1769 de 1994).

Así las cosas, la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, se permite presentar el nuevo Plan de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2018, herramienta que permitirá garantizar el uso continuo y óptimo de los distintos recursos de la E.S.E ya sean equipos biomédicos, informáticos y de infraestructura.

El Plan de Mantenimiento Hospitalario 2018, consta de dos partes:

- ✓ Mantenimiento a la Infraestructura.
- ✓ Mantenimiento a la Dotación (Equipos Biomédicos, Industriales y de Sistemas).



## **OBJETIVO GENERAL**

Realizar el Plan de Mantenimiento Hospitalario para la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, Vigencia 2018, para garantizar la prestación de los servicios de salud de manera Eficiente, Oportuna y con Calidad.

5

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- ✓ Determinar las herramientas, recursos económicos y de personal para la evaluación y control de los distintos equipos biomédicos.
- ✓ Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del Hospital.
- ✓ Distribuir de manera eficiente y coordinada los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.
- ✓ Contribuir a que la atención en salud, cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, artículo 153 de la ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- ✓ Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica, en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.



## **DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS**

Los recursos técnicos y operativos que dispondrá la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, serán:

6

- Funcionario para el mantenimiento de los equipos de cómputo y/o contrato de Prestación de Servicios.
- Un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos y de los aires acondicionados de propiedad de la E.S.E., en este contrato se incluirán la calibración y metrología de los equipos que por norma lo requieran.
- Entidades Públicas, privadas y/o personas naturales.

Proveedores de bienes e insumos de acuerdo a las necesidades y a los equipos.



## **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

### **CRONOGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**

**2018  
GUAMAL – MAGDALENA**



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
DEFIBRILADOR (SCHILLER FRED EASY / MINDRAY)	URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, chequeo de partes eléctricas, chequeo fuga de corriente, limpieza del equipo, mantenimiento preventivo	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
NEBULIZADORES: (2) PULMO AIDE	URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
BASCULAS PARA ADULTO Y PARA BEBES	URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba refuncionamiento, limpieza del equipo	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
6 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	URGENCIAS CONSULTORIO MEDICO No. 1 CONSULTORIO MEDICO No. 2 FACTURACION PROCEDIMIENTO OBSERVACION STAR ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen





DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ECOGRAFO MINDRAY + COPY PRINTER	CONSULTA EXTERNA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
ELECTROCARDIOGRAFO	URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
SUCCIONADOR MEDI PUMP THOMAS (2)	URGENCIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
TENSIOMETRO (8)	URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS, HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, calibración a cero	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE ORGANOS, LARINGOSCOPIO	URGENCIAS / CONSULTA EXTERNA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Verificación baterías, bombillos, limpieza general	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
MONITOR FETAL DOPLER NOVA MEDICA	URGENCIAS / PROCEDIMIENTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
MONITOR MULTI PARAMETROS	URGENCIAS / PROCEDIMIENTOS	REGULAR	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos Brazaletes, oxímetro de pulso, chequeo parámetros	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2	URGENCIAS / PROCEDIMIENTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SUCCIONADOR	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, chequeo fuga de corriente.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
CAMILLA GINECOLOGICA	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
BASCULA PARA BEBES	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba refuncionamiento, limpieza del equipo	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
LAMPARA CUELLO DE CISNE	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo bombillo, prueba de fuga de corriente, verificación interruptor de encendido, cable ac, mantenimiento preventivo.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR FETAL DOPLER	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo display, limpieza sensor y mantenimiento preventivo.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
SERVOCUNA	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza, chequeo lámpara, resistencias calentadoras, prueba de fuga de corriente, verificación interruptor de encendido, cable ac, mantenimiento preventivo.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
UNIDAD ODONTOLOGICA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, JERINGA TRIPLE	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza, lubricación de turbinas, chequeo de empaques, prueba de funcionamiento	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
LÁMPARA DE FOTO CURADO SUNLITE 1275	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	chequeo fuga de corriente, limpieza general, chequeo temporizador y partes electrónicas	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ESTERILIZADOR BIODENT	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
COMPRESOR DE AIRE	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático, verificación línea de tensión 110volt.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
NEVERA	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
SCALER	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
TUBO DE RAYOS	SALA DE RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
LÁMPARA DE FOTO CURADO SUNLITE 1275	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	chequeo fuga de corriente, limpieza general, chequeo temporizador y partes electrónicas	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SCALER	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión de agua.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
MACROCENTRIFUGA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r. p.m.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
MICROCENTRIFUGA (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
ROTADOR DE MANCINI INDULAB	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, regulador r.p.m.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 MICROSCOPIOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
CUENTA CELULAS KRAMER	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lubricación y engrase, prueba de funcionamiento	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
NEVERA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
BAÑO SEROLOGICO	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general, regulación de temperatura (37°C)	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
ESTERILIZADOR	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
EQUIPO DE QUIMICA BIOSISTEM 350	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
PIPETAS AUTOMATICAS 10-100 / 1000 / 1000 µL 500 µL 10 µL	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
CAMILLA GINECOLOGICA	CITOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Verificación fuga corriente, ajuste, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	CITOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, verificación swicht de encendido, chequeo fuga de corriente.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	CITOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen





DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3 NEVERA VESTFROST	VACUNACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
NEVERA ELECTROLUX	VACUNACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	VACUNACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ROYAL	VACUNACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	SALA DE ECOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
PLANTA ELECTRICA L	SUB ESTACION ELECTRICA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo voltaje de salida, mantenimiento general, limpieza, engrase, lubricación, ajuste, chequeo sistema eléctrico, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO DE TIPO SPLIT	CONSULTORIO MEDICO 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
BASCULA	CONSULTORIO MEDICO 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE TIPO SPLIT	CONSULTORIO MEDICO 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
BASCULA	CONSULTORIO MEDICO 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	CONSULTORIO MEDICO 3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
BASCULA	CONSULTORIO MEDICO 3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	SALA DE ESPERA CONSULTA ESTERNA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
MONITOR FETAL DOPLER	SALA DE PARTOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo display, limpieza sensor y mantenimiento preventivo.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
LAMPARA INFRAROJA INTERFISICA	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, verificación swicht de encendido, chequeo fuga de corriente.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
ULTRASONIDO AMREX	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza Sensor ultrasónico y mantenimiento preventivo	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEBULIIZADOR PULMO AIDE	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
NEBULIIZADOR PULMO AIDE	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
NEBULIIZADOR PULMO AIDE	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
HIDROCOLECTOR HEATER E-1	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, chequeo termostato, limpieza general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
PARAFINADOR HYGENIC	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SUCCIONADOR MEDI PUMP	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
TENS MEDICIR	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza electrodos libre de gel, verificación de pulsos y mantenimiento preventivo.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
BICICLETA ESTATICA ZAFARI	FISIOTERAPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Lubricación partes móviles, ajuste, verificación de ruido en exceso, limpieza general.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	FARMACIA/ALMACEN	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	STAR MEDICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE RAYOS X SIEMENS POLYMOBIL III	SALA DE RX	BUENO		Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	SALA DE RX	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
ESTERILIZADOR BIODENT	HIGIENE ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
UNIDAD ODONTOLOGICA	HIGIENE ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
LAMPARA DE FOTO CURADO SUNLITE 1275	HIGIENE ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	chequeo fuga de corriente, limpieza general, chequeo temporizador y partes electrónicas	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEVERA	HIGIENE ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	HIGIENE ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	SANEAMIENTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	ESTADISTICA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	S I A U	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	P Y P	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	FACTURACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	SALA DE FOTOCOPIAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	HOSPITALIZADOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	HOSPITALIZADOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	PUERPERIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	TESORERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>





DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	CONTROL INTERNO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	SECRETARIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	GERENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>
AIRE ACONDICIONADO	AREA INFORMATICA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2018 Junio 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	<b>E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen</b>





## ANEXO 2

SNS 3000-VMH

27

### INSTRUMENTO DE VERIFICACION DE DIFERENTES ASPECTOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

#### 1. Organización

Dispone de una dependencia responsable del Mantenimiento hospitalario:

- a) Si \_\_\_ (si la respuesta es afirmativa escriba el nombre de quien depende orgánicamente).
- b) No \_x\_ , ( si la respuesta es negativa, describa quién responde por el mantenimiento hospitalario)

**Respuesta:** Existe una persona contratada para el mantenimiento general de las Instalaciones e Infraestructura en General. Se contrata eventualmente al personal Especializado para el mantenimiento de los distintos equipos biomédicos, de cómputo e industriales.

#### 2. Plan de mantenimiento

- 2.1. Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la infraestructura ¿el plan está escrito? ¿Hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular? etc.

**Respuesta:** Si existe y se apega a las exigencias del anexo 1 de la circular Externa 029 de 1997, dicho plan de mantenimiento se encuentra colgado en la página web de la Entidad.

- 2.2. Verifique y describa si hay un plan de mantenimiento de la dotación (¿el plan está escrito? ¿Hay una cartelera con las actividades y la asignación de responsabilidades? ¿Se está diligenciando un formato que contenga como mínimo lo establecido en el anexo 1 de la presente circular? Etc.)

**Respuesta:** Si existe y se apega a las exigencias del anexo 1 de la circular Externa 029 de 1997, dicho plan de mantenimiento se encuentra colgado en la página web de la Entidad.



### 3. Recurso humano que se emplea en el mantenimiento

- 3.1. Número de profesionales (escriba el número y la profesión de cada uno) **NA**
- 3.2. Numero de técnicos (escriba el número y la especialidad de cada uno). 1. Técnico electricista. ) **NA**
- 3.3. Número de auxiliares (escriba el número y especialidad de cada uno). **NA**

28

### 4. Recurso financiero

- 4.1. Indique como asignan y distribuyen los recursos para mantenimiento hospitalario.

**Respuesta:** El Recurso Financiero y su distribución se detallan en el anexo cuatro de la Circular Externa 029 de 1997.

- 4.2. Recursos previstos para mantenimiento hospitalario durante el presente año \$222.000.000. (Esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descritos en la presente circular). Ver Anexo 4.
- 4.3. Los Recursos de mantenimientos previstos equivalen al 5% del presupuesto total (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en el presente circular). Ver Anexo 4.
- 4.4. Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la dotación \$170.000.000 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución de recursos descrito en el presente circular). Ver Anexo 4.
- 4.5. Recursos asignados el presente año para el mantenimiento de la infraestructura \$52.000.000 (esta respuesta debe coincidir con el valor reportado en el certificado de asignación y ejecución recursos descrito de la presente circular). Ver Anexo 4.

### 5. Gestión de servicio de mantenimiento

- 5.1. Con el recurso humano propio disponible, cuales son las dependencias que reciben mantenimiento (Describa las dependencias como por ejemplos: calderas, lavandería, imagenología, etc.

**Respuesta:** Instalaciones Eléctricas en General e Infraestructura.



5.2. Describa quién y cómo se realiza las auditorias de los contratos de mantenimiento que celebra la institución con empresas (describa el tipo de auditoría o revisión de contratos, verificación del cumplimiento del mismo etc.).

29

**Respuesta:** Las auditorias se hacen de manera periódicas de acuerdo a lo establecidos en los contratos de mantenimiento y al funcionario designado para realizarlas según el mismo. Los trabajos realizados por el personal de la ESE serán recibidos a satisfacción por el Tesorero.

5.3. Describa si tiene informes de accidentes ocurridos con equipos? ( que hacen cuando sucede un accidente).

**Respuesta:** Estas novedades son reportadas a la ARL del funcionario o se manejan de acuerdo a la normatividad vigente para este tipo de eventos.

5.4. Tienen registros de actividades del servicio de mantenimiento de la institución? (describa si registran el costo y los cambios de repuestos, pago de supernumerarios, gastos adicionales sufragados por caja menor, número de horas empleadas en reparaciones, etc.)

**Respuesta:** Dichos costos tienen una afectación presupuestal y contable, por lo tanto se puede establecer los registros relacionados a la actividad de mantenimiento.

5.5. Llevan hoja de vida de los equipos, (escoja al azar tres equipos, verifique la existencia y el diligenciamiento de la hoja de vida de estos y describa si esta actualizada, tiene la descripción del equipo, el número de inventario, la ubicación física, el área o servicio responsable, el nombre del responsable del servicio técnico del equipo, el número y fecha del contrato de mantenimiento y la modalidad de mantenimiento que recibe (p.ej. solo correctivo, correctivo y preventivo, periódico, por llamado etc..?).

**Respuesta:** Los equipos biomédicos llevan hoja de vida, a los de cómputo e industriales se les está diseñando formato para su implementación. Se proyecta la realización de una actualización del inventario.

5.6. El servicio de mantenimiento presta algún tipo de apoyo al personal asistencial en el manejo de equipos, (describa las actividades que realiza).

**Respuesta:** No lo presta

5.7. Conoce el Decreto 1769 de 1994, sobre mantenimiento hospitalario?

**Respuesta:** Si se tiene conocimiento del decreto.

5.8. Los funcionarios responsables del mantenimiento han recibido últimamente alguna capacitación? (Describa el nombre del curso, el número de asistentes, si estos todavía laboran en la institución y el lugar o empresa que dictó).



**Respuesta:** No se han dictado capacitaciones últimamente.

## 6. Inventarios

30

(Verifique la existencia de inventarios. Este ítem debe cubrir las descripciones expuesta en el anexo 1 de la presente circular)

6.1. Planos de las redes? Si  No . Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.2. Equipos biomédicos? Si  No  Describa (El inventario está completo, incompleto etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.3. Equipos industriales de uso hospitalarios? Si  No  Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.4. Planos de las áreas físicas? Si  No  Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.5. Equipos de comunicaciones e informática? No Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.6. Muebles de uso asistencial y administrativos. No Describa (El inventario está completo, incompleto, etc.)

**Respuesta:** El inventario esta Actualizado

6.7. Otros equipos y elementos no contemplados en los ítems Si  No  Describa (Verifique al azar la inclusión de algún equipo en el inventario).

**Respuesta:** Otros Activos Fijos

## 7. Espacios físicos para el desarrollo del mantenimiento



Tiene talleres para mantenimiento, Si\_\_ No x ¿Describe? (Como es el local, se puede considerar adecuado, espacioso, cuenta con muebles para el efecto, etc.).

31

**Respuesta:** No existe un espacio adecuado.

7.1. Tiene oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del mantenimiento, archivo y almacén de repuestos, Si\_\_ No x Describa? (como se almacena, existe tarjetero o Kardex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuestos, etc.).

**Respuesta:** No existe un espacio adecuado.

## **8. Dotación del servicio de mantenimiento**

8.1. Tiene bancos de trabajo para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si\_\_ No x, Describa? (Como se almacena, existe tarjetero o kardex, está distribuido por secciones, hay organización, tiene inventario de repuesto, etc.).

**Respuesta:** No existe un espacio adecuado.

8.2. ¿Tiene herramientas para realizar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos? Si x No \_\_, Describa? (Se puede considerar adecuadas, son suficientes, etc.)

**Respuesta:** Si existen Herramientas y son adecuadas y suficientes.

8.3. Dispone de manuales técnicos de los equipos? (Verifique la existencia de por lo menos los manuales de los equipos de Rayos X y de los equipos de mantenimiento de la vida, si no existen describa por qué o donde se encuentran).

**Respuesta:** Los manuales de Rayos X se encuentran actualizados.

## **Verificación del Mantenimiento de la Dotación Ver Capítulo II Plan de Mantenimiento**